

REGENERIS

dostępny jest w czterech
sterylnie zamkniętych zestawach.
Twój lekarz dobierze terapię odpowiednią
do Twoich indywidualnych potrzeb.



REGENERIS

OSOCZE BOGATOPEŁTKOWE

INNOWACYJNY PROGRAM BIOSTYMULACJI KOMÓREK SKÓRY

Dzięki czynnikom wzrostu
i komórkom macierzystym
z Twojego własnego osocza,
REGENERIS:

●
rewitalizuje i odnawia
komórki skóry

●
wygładza zmarszczki
i fałdy

●
wspomaga produkcję
nowego kolagenu



Przed zabiegiem



Efekt po 3 zabiegach
RegenACR Plus



Przed zabiegiem



Efekt po 3 zabiegach
RegenACR Plus



Przed zabiegiem



Efekt po 2 zabiegach
RegenACR Classic

Zapytaj swojego lekarza
o przełomowe odkrycie
w medycynie estetycznej.

ZAPYTAJ O REGENERIS!



REGENERIS

OSOCZE BOGATOPEŁTKOWE

MŁODOŚĆ

MAM WE KRWI

www.regeneris.pl



WARSZAWA
ul. Mokotowska 59/102
00-542 Warszawa
tel. 22 886 72 15

KRAKÓW
ul. Sienkiewicza 34
30-033 Kraków
tel. 12 633 04 50
fax 12 631 91 25

ŻORY
ul. Wodzisławska 6a
44-240 Żory
tel. 32 469 95 57
fax 32 469 63 26

JAK WYGLĄDA ZABIEG Z UŻYCIEM REGENERIS?

Zabieg z użyciem **REGENERIS** przeprowadzany w gabinecie to proces dość szybki. W pierwszej fazie lekarz pobierze niewielką ilość (8 -24 ml) Twojej krwi do specjalnych probówek, które następnie poddaje się wirowaniu w specjalnej wirówce. W ciągu 5 minut następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki krwi. Do strzykawki, tuż przed wykonaniem zabiegu, należy dodać specjalny odczynnik, który aktywuje płytki krwi do produkcji czynników wzrostu. W taki sposób uzyskujemy osocze bogatopłytkowe, które następnie staje się bazą do wykonania zabiegu.

REGENERIS można wstrzykiwać do skóry na różne sposoby. Z zastosowaniem klasycznej techniki mezoterapii, bądź też linio-wo, wzdłuż zmarszczki lub fałdu skóry. Jeden z zestawów zawiera również specjalną maskę komórkową, która znajduje zastosowanie w regeneracji skóry, a przy tym po zabiegach medycyny estetycznej, jak peelingi, mikrodermabrazja czy laser.

REGENERIS A INNE TECHNIKI REWITALIZACJI SKÓRY

W przypadku **REGENERIS** pobudzamy komórki własnego organizmu do regeneracji. Dajemy komórkom naszej skóry sygnał do odnowy i rewitalizacji. Technologia oparta o **REGENERIS** daje długotrwałe efekty w **regeneracji i rewitalizacji** skóry twarzy a przy tym jest absolutnie naturalna i biokompatybilna z Twoim ciałem, bez ryzyka nietolerancji, alergii czy innych reakcji immunologicznych.



Przed zabiegiem



Efekt po 2 zabiegach RegenACR Plus

MŁODOŚĆ MAM WE KRWI

CZY WIESZ JAK DUŻE ZDOLNOŚCI REGENERACYJNE MA TWÓJ WŁASNY ORGANIZM?

Kolagen zwłóknieniowy typu I, znajdujący się m.in. w bliznach, odpowiedzialny jest za procesy odbudowy. Kolagen siateczkowy typu III odpowiedzialny jest za **miętkość i jędrność skóry**. Wykładnikiem młodości skóry jest ilościowy stosunek kolagenu typu I – zwłóknieniowego do kolagenu typu III – siateczkowego. Im więcej form siateczkowych, tym wiek biologiczny niższy.

Terapia Regeneris, dzięki **opatentowanej formule**, jako jedyna na rynku pobudza komórki, do produkcji kolagenu typu III, charakterystycznego dla bardzo młodej skóry.

Uwaga: Na rynku znajduje się wiele preparatów stymulujących komórki do produkcji kolagenu, dlatego szukając najlepszego produktu sprawdź, który rodzaj kolagenu on pobudza.



Przed zabiegiem



Efekt po 3 zabiegach RegenACR Extra

CZYM JEST REGENERIS?

Regenlab, szwajcarskie laboratorium biotechnologiczne i lider w medycynie regeneracyjnej, stworzyło **innowacyjną terapię** biostymulującą komórki skóry. Regeneris, czyli **osocze bogatopłytkowe**, zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej własnej krwi, dzięki którym możesz stworzyć swój indywidualny „**eliksir młodości**”.

REGENERIS

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO (PRP) DO ZABIEGU



Przestrzegamy przed nieoryginalnymi zestawami. Osocze ze zwykłych probówek laboratoryjnych nie można wstrzykiwać. Zwróć uwagę na oznaczenie probówki znakiem Regeneris. Po zabiegu lekarz wklei do Twojej karty specjalną naklejkę z numerem seryjnym zestawu.

ZASTOSOWANIE REGENERIS

Technologia oparta na osoczu bogatopłytkowym stosowana jest z ogromnymi sukcesami od ponad 10 lat w chirurgii rekonstrukcyjnej, ortopedii, stomatologii. Szczególnie pomocna jest w gojeniu ran, odbudowie tkanki kostnej czy regeneracji i gojeniu tkanek przyzębia. W medycynie estetycznej osocze bogatopłytkowe stosowane jest od 2003 roku (we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii).

Podstawowe wskazania to przede wszystkim poprawa wyglądu takich miejsc, jak:

- policzki
- fałdy nosowo-wargowe
- okolice oczu (kurze łapki, cienie)
- powieki
- usta, podbródek, czoło
- fałdy na szyi i karku
- dekolt
- dłonie
- wypełnianie blizn po trądziku
- łysienie typu męskiego

REGENERIS przeznaczony jest głównie dla pacjentów, których skóra wymaga **odnowy** oraz takich, którzy poszukują produktów naturalnych lub są uczuleni na inne produkty.

REGENERIS przywraca skórze:

- młodość i witalność
- poprawia gęstość i napięcie skóry
- odżywia ją i regeneruje
- a także poprawia jej fakturę i koloryt



Przed zabiegiem



Efekt po 3 zabiegach RegenACR Classic/Extra